

## Guide du Tableau des Médicaments

**REMARQUE : LE CHAMBRE DE MÉDICAMENT EST UNE PIÈCE REMPLAÇABLE  
SA DURÉE DE VIE DÉPEND LARGEMENT DU MÉDICAMENT NÉBULISÉ ET DE SA CONSERVATION**

Ce tableau est un guide pour vous et votre vétérinaire. Certains des médicaments de la liste ne sont pas disponibles dans tous les pays. Nous vous recommandons de toujours consulter votre vétérinaire pour établir un diagnostic et pour mettre en place un traitement pour votre cheval.

### Antibiotiques / Antifongiques

Médicament	Nom commercial	Format du médicament	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication	Code couleur des chambres de médication pour une sortie plus rapide
Cefquinome	Cobactan®	Cobactan® 4.5% Solution Injectable	Non	GRIS	VERT
Ceftiofur Sodium	Excenel®	Excenel® 4G Solution Injectable	Non	GRIS	VERT
Gentamicin	Gentaject	Gentaject 10% Solution Injectable	Oui 1:1	GRIS	VERT
Amikacin	Amikavet	Amikavet Solution Injectable	Oui 1:1	GRIS	VERT
Marbofloxacin	Marbocyl	Solution Injectable	Oui 1:1	GRIS	VERT
Nystatin	R-Nystatine	Solution Orale	Oui 1:1		VERT

### Bronchodilatateurs

Médicament	Nom commercial	Format du médicament	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication
Ipratropium	Atrovent®	Atrovent® 250 UDVS Solution Nébulisée	Non	GRIS
Salbutamol (Albuterol)	Ventolin™	Ventolin™ 2.5 Solution Nébulisée	Non	GRIS
Clenbuterol	Ventipulmin®	Ventipulmin® 30 Solution Injectable	Oui 1:1	GRIS

### Corticostéroïdes

Médicament	Nom commercial	Format du médicament	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication	Code couleur des chambres de médication pour une sortie plus rapide *
Dexaméthasone	Dexameth, Chem-Pharm Dexadreson, MSD Animal Health DexaJect SP, Henry Schein Ilium Dexapent, Troy Laboratories	Dexameth: 2mg/ml Solution Injectable Dexadreson: 2mg/ml Solution Injectable DexaJect SP: 4mg/ml Solution Injectable Ilium Dexapent: 5mg/ml Solution Injectable	Oui 1:1	GRIS	VERT
Dexaméthasone (haute viscosité / contient polyéthylène glycol 400)	Azium®, VetOne® VEDCO, Duphacort®, Dexaméthasone 5 Vétoquinol	Solutions Injectables	Oui 2:1 (solution physiologique : Dex.)		VERT
Fluticasone Propionate	Flixotide™	Flixotide™ 2mg/2ml Suspension Nébulisée	Non	GRIS	
Budesonide	Pulmicort®	Pulmicort® 0.5 Solution Nébulisée	Oui 1:1	GRIS	

### Mucolytiques

Médicament	Nom commercial	Format du médicament	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication
Acétylcystéine	Parvolex® ACC Injekt by HEXAL Equimucin®	Parvolex® 2g Solution pour Infusion Acétylcystéine 300mg/3ml Solution Injectable Acétylcystéine 200mg/ml Solution Injectable	Oui 1:1	VERT
0,9 % de solution physiologique	0,9 % de solution physiologique	B.Braun NaCl 0.9%	Non	GRIS
Bromhexine	Bisolvon	Solution Orale	Oui 1:1	GRIS
Emser Sel	Emser Sel	Solution nébulisée Salée	Non	GRIS

### Autres thérapies

Principes actifs	Nom commercial	Format	Diluer avec une Solution de NaCl 9%	Code couleur des chambres de médication
Mélange d'huiles essentielles solubilisées pour l'inhalation	Immuno-San	Solution Nébulisée	Non	VERT
Argent chélaté et eau distillée	SilvaPlex™ & EquiSilver™	Solution Orale	Non	GRIS
Acide hyaluronique, huile essentielle d'eucalyptus en solution isotonique	Hyalusol®	Solution Nébulisée	Non	VERT
Grindelia, eau et huiles essentielles	Balsamic Air	Solution Orale	Oui 1:1	VERT
Extrait naturel hydrosoluble de curcuma longa	Nebulin®	Poudre + NaCl	Non	BLEU

## Guide des codes couleur des chambres de médication



- Le CHAMBRE DE MÉDICATION portant une étiquette gris clair est la chambre standard servant à la nébulisation de la plupart des médicaments
- La chambre avec l'étiquette verte est spécialement conçue pour une sortie plus rapide de certains médicaments
- La chambre portant l'étiquette bleue est spécialement conçue pour une utilisation avec la thérapie naturelle Nebulin®

### Informations importantes :

Le choix de l'association chambre-médicament peut avoir un impact non négligeable sur la vitesse de sortie et sur la taille des gouttelettes de l'aérosol.

- Une chambre portant une étiquette **GRISE** utilisée avec des médicaments gras très visqueux peut engendrer une sortie lente ou un échec de la nébulisation.
- Une chambre portant une étiquette **VERTE** utilisée avec des médicaments liquides peu visqueux peut engendrer une sortie très rapide et des gouttelettes très grosses, ce qui crée une flaque de médicament non réutilisable au fond de la chambre.
- Une chambre portant une étiquette **BLEUE** utilisée avec des médicaments liquides peu visqueux effectuera correctement la nébulisation mais la sortie sera lente. Ce type de chambre n'est pas adapté aux médicaments gras très visqueux.
- Si le médicament à nébuliser n'est pas répertorié dans le tableau des médicaments, nous vous recommandons d'effectuer d'abord un test en plaçant un échantillon du médicament dans la chambre pour vérifier que la nébulisation se fait correctement et dans un délai acceptable avant de commencer réellement le traitement.
- Si vous ne savez pas quelle chambre de médication utiliser, nous vous recommandons de contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.
- Consultez notre site Internet à l'adresse [www.VLCEurope.com](http://www.VLCEurope.com) pour connaître les mises à jour de ces informations.
- **Veillez noter que les suivants ne doivent PAS être nébulisés avec Flexineb : RESPRADIL, VETADINE, BROMINE, MILTON / BLEACH, ARGENT COLLOIDAL, EAU DE-IONISÉE, EAU IONISÉE**